

Sars-Cov-2 스파이크 S1 토끼 단일클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - P0Dtc2

품목 번호: CM0002525



소개

SARS-CoV-2 스파이크 S1 당단백질에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블로팅, 면역형광법, ELISA에 대해 검증되었습니다. S1 서브유닛 내의 합성 펩타이드(아미노산 200-300)를 타겟으로 합니다. SARS-CoV-2 연구용입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SARS-CoV-2 스파이크 S1 토끼 mAb
비고/별칭	스�파이크 당단백질; SARS-CoV-2 스파이크 S1
유전자 ID	43740568
면역원	합성 펩타이드[SARS-CoV-2 스파이크 S1 (YP_009724390.1)의 아미노산 200-300 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
단백질 분자량	141kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)