

Wb 및 Elisa용 Sash1 토끼 다클로날 항체 - O94885

품목 번호: CM0013589



소개

인간 SASH1에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스 샘플의 SASH1을 검출합니다. NF- κ B 신호 전달, 세포 이동 및 피부 색소 침착 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SASH1 Rabbit pAb
비고/별칭	DUH; DUH1; CAPOK; SH3D6A; dJ323M4.1; SASH1
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	23328
유전자 ID	23328
면역원	인간 SASH1 (NP_056093.3)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	O94885
단백질 크기	137kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)