


Sbds 토끼 다클론 항체, Wb, Elisa용 - Q9Y3A5

품목 번호: CM0028834



소개

인간 SBDS에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트를 인식합니다. 리보솜 생합성 및 번역 과정에 관여하는 표적 단백질입니다. 리보솜 조립 및 슈바흐만-다이하몬드 증후군 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SBDS 토끼 다클론 항체
비고/별칭	SDS; SDOI; SWDS; CGI-97; SBDS
종	인간
유전자 ID (인간)	51119
유전자 ID	51119
면역원	재조합 단백질
유래	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y3A5
단백질 분자량	29kDa
배송 방식	아이스백