

Wb 및 Elisa용 Scg3 Rabbit Polyclonal Antibody - Q8Wxd2

품목 번호: CM0030299

소개

인간 SCG3 (Secretogranin-3)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트 SCG3를 검출합니다. 분비 과립 생합성 및 혈관신생 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SCG3 Rabbit pAb
비고/별칭	SGIII; SCG3
종	인간
유전자 ID (인간)	29106
유전자 ID	29106
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8WXD2
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스백