


Scn2B Rabbit Pab For Wb, Elisa - O60939

품목 번호: CM0024758



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증된 SCN2B(나트륨 채널 조절 서브유닛 베타-2)에 대한 토끼 폴리클론항체. 흥분성 세포에서 전압 개폐 나트륨 채널 조절 연구에 이상적. 인간 교차 반응성.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SCN2B Rabbit pAb
비고/별칭	ATFB14; SCN2B
종	인간
GeneID (Human)	6327
GeneID	6327
면역원	인간 SCN2B (NP_004579.1)의 아미노산 30-160에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O60939
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스백