

Scn4B 토끼 다클론 항체 - Scn4B

품목 번호: CM0021082

소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 SCN4B 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드 SCN4B 단백질(~25 kDa)을 검출합니다. 재조합 면역원입니다. 신경과학 및 심장 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SCN4B 토끼 pAb
비고/별칭	Gm1471, SCN4B
종	마우스
유전자 ID(인간)	6330
유전자 ID(마우스)	399548
면역원	마우스 SCN4B(Q7M729)의 아미노산 80-228에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
단백질 분자량	25 kDa
배송	아이스팩