

Wb, If/Icc, Elisa용 Scrn1 토끼 다클론 항체 - Q12765

품목 번호: CM0019520

소개

사람, 마우스, 랫드 샘플에서 웨스턴 블롯, IF/ICC 및 ELISA에 사용할 수 있는 Secernin-1(SCRN1, SES1)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 엑소사이토시스 및 비만세포 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SCRN1 토끼 다클론 항체
비고/별칭	SES1; SCRN1
종	사람
유전자 ID(사람)	9805
유전자 ID	9805
면역원	사람 SCRN1의 아미노산 195-414에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질(NP_055581.3)
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q12765
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스팩