

Scrn2 토끼 다클론 항체 (Wb 및 Elisa용) - Q96Fv2

품목 번호: CM0012826

소개

WB 및 ELISA에서 검증된 고품질 SCR2 토끼 다클론 항체입니다. 다양한 세포 과정에 관여하는 47 kDa 인단백질인 인간 및 마우스 Secernin-2 검출에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SCR2 토끼 다클론 항체
비고/별칭	Ses2; SCR2
종	인간
유전자 ID (인간)	90507
유전자 ID	90507
면역원	인간 SCR2 (NP_612364.2)의 아미노산 176-425에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q96FV2
단백질 분자량	47 kDa
배송	아이스 팩