

Wb 및 Elisa용 Selenok 토끼 Pab - Q9Y6D0

품목 번호: CM0021902



소개

SELENOK 토끼 pAb는 칼슘 신호 전달, ERAD 및 산화 스트레스 보호에 관여하는 인간 및 마우스 SELENOK 셀레노단백질을 검출합니다. WB 및 ELISA용으로 검증되었으며, 면역 및 심장 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SELENOK 토끼 pAb
비고/별칭	SELK; HSPC030; HSPC297; SELENOK
종	인간
GeneID (인간)	58515
GeneID	58515
면역원	인간 SELENOK(NP_067060.2)의 아미노산 1-94에 해당하는 합성 펩타이드
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9Y6D0
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스팩