


세로토닌 수송체 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa 용) - P31645

품목 번호: CM0017474



소개

인간 세로토닌 수송체(SERT/SLC6A4)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. N-말단 서열을 표적으로 합니다. 신경과학 및 세로토닌 신호 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	세로토닌 수송체 토끼 다클론 항체
비고/별칭	HTT; 5HTT; OCD1; SERT; 5-HTT; SERT1; hSERT; 5-HTTLPR; 세로토닌 수송체
종	인간
유전자ID (인간)	6532
유전자ID	6532
면역원	합성 펩티드 인간 세로토닌 수송체(NP_001036.1)의 아미노산 1-84번 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P31645
단백질 분자량	70kDa
배송 방식	아이스 팩