

Serpina10 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uk55

품목 번호: CM0026739



소개

SERPINA10 토끼 폴리클론 항체는 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 단백질 Z 의존성 프로테아제 억제제에 대한 응고 연구에 이상적입니다. 51kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SERPINA10 Rabbit pAb
비고/별칭	PZI; ZPI; SERPINA10
종	인간
유전자 ID	51156
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UK55
단백질 무게	51kDa
배송	아이스백