

Serpinc1 토끼 다클론 항체 - P01008

품목 번호: CM0018384



소개

SERPINC1(항트롬빈-III)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 사람, 생쥐 및 랫드와 교차 반응성을 보입니다. 혈액 응고 연구 및 진단 개발에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	SERPINC1 토끼 다클론 항체
비고/별칭	AT3; AT3D; ATIII; THPH7; ATIII-R2; ATIII-T1; ATIII-T2; SERPINC1
종	사람
GeneID (사람)	462
GeneID	462
면역원	사람 SERPINC1(NP_000479.1)의 아미노산 33-259에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 랫드
SWISS	P01008
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스팩