

Wb 및 Elisa용 Setd6 토끼 단클론 항체 - Q8Tbk2

품목 번호: CM0006759



소개

인간 SETD6를 표적으로 하는 재조합 토끼 단클론 항체로, WB와 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트 SETD6를 검출합니다. NF-카파-B 신호전달 및 후성유전학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SETD6 토끼 mAb
비고/별칭	SETD6
종	인간
유전자ID (인간)	79918
유전자ID	79918
면역원	인간 SETD6 (NP_001153777.1)의 아미노산 310-473을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q8TBK2
단백질 분자량	53kDa
배송 방식	아이스 팩