


Wb 및 Elisa용 Setd7 토끼 단클론 항체 - Q8Wts6

품목 번호: CM0011800



소개

히스톤-라이신 N-메틸트랜스퍼라제 SETD7을 표적으로 하는 토끼 단클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 히스톤 메틸화 및 전사 조절 연구를 위한 후성유전학 연구 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SETD7 토끼 mAb
비고/별칭	KMT7; SET7; SET9; SET7/9; SETD7
종	인간
유전자 ID (인간)	80854
유전자 ID	80854
면역원	합성 펩티드 인간 SETD7 (Q8WTS6)의 아미노산 1-100 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩티드.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8WTS6
단백질 분자량	41kDa
배송 방식	아이스백