


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Sf3B2 토끼 다클론 항체 - Q13435

품목 번호: CM0025145



소개

스플라이세오솜의 핵심 구성 요소인 인간 SF3B2에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 적합하며 인간, 마우스 및 랫드 SF3B2를 인식합니다. 스플라이싱 연구 및 IVD 분석 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SF3B2 토끼 pAb
비고/별칭	CFM; HFM; Cus1; SF3b1; SAP145; SF3B145; SF3b150; SF3B2
종	인간
유전자ID (인간)	10992
유전자ID	10992
면역원	인간 SF3B2 (NP_006833.2)의 아미노산 616-895에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q13435
단백질 분자량	100kDa
배송 방법	아이스백