

Wb, Elisa용 Sfrp1 토끼 단일클론 항체 - Q8N474

품목 번호: CM0010346

소개

웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증된 SFRP1 토끼 단일클론 항체로, 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. Wnt 신호 전달 및 발생 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SFRP1 Rabbit mAb
비고/별칭	FRP; FRP1; FrzA; FRP-1; SARP2; SFRP1
종(Species)	Human
GeneID (Human)	6422
면역원(Immunogen)	인간 SFRP1 (Q8N474)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q8N474
단백질 분자량	35kDa
배송(Shipping)	아이스팩