


Wb, Ihc, If, Elisa용 Shmt1 토끼 다클론 항체 - P34896

품목 번호: CM0014861



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증된 SHMT1 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드 SHMT1(53 kDa)에 반응하며, 일탄소 대사와 엽산 회로에 중요한 세포질 세린 하이드록시메틸전이효소입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SHMT1 토끼 pAb
비고/별칭	SHMT; CSHMT; SHMT1
종	인간
GeneID (인간)	6470
GeneID	6470
면역원	인간 SHMT1(NP_683718.1)의 아미노산 285-444에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P34896
단백질 중량	53kDa
배송	아이스팩