

Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Shmt2 토끼 다클로날 항체 - P34897

품목 번호: CM0020679



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA용 고품질 SHMT2 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트 SHMT2(~56 kDa)를 검출합니다. 일탄소 대사 및 미토콘드리아 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SHMT2 Rabbit pAb
비고/별칭	GLYA; SHMT; mSHMT; NEDCAB; HEL-S-51e; SHMT2
종(Species)	Human
GeneID (Human)	6472
GeneID	6472
항원(Immunogen)	인간 SHMT2 (NP_005403.2)의 아미노산 265-504에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P34897
단백질 분량량	56kDa
배송(Shipping)	Ice bag