

Siah1 Rabbit Mab - Q8Iuq4

품목 번호: CM0004163



소개

WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 SIAH1 토끼 단일클론 항체. 인간, 마우스, 랫드 SIAH1(31kDa)을 검출합니다. 유비퀴틴화, 세포사멸, 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SIAH1 Rabbit mAb
비고/별칭	BURHAS; SIAH1A; SIAH1
종	인간
GeneID (Human)	6477
면역원	인간 SIAH1 (NP_003022.3)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q8IUQ4
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스백