

Siglec-15 토끼 다클로날 항체 - Q6Zmc9

품목 번호: CM0019803



소개

Siglec-15 토끼 다클로날 항체는 WB, IF-P, IHC-P, ELISA 실험에 적합합니다. 사람 및 쥐 Siglec-15 (CD33L3)를 인식하며, 이는 대식세포와 수지상세포에서 발현되는 36 kDa의 면역 수용체입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Siglec-15 Rabbit pAb
비고/별칭	CD33L3; HsT1361; SIGLEC-15; Siglec-15
종 (Species)	사람 (Human)
유전자 ID	284266
면역원 (Immunogen)	사람 Siglec-15 (NP_998767.1)의 아미노산 20-263에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원 (Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션 (Application)	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성 (Cross Reactivity)	사람 (Human), 쥐 (Rat)
SWISS	Q6ZMC9
단백질 분자량	36kDa
배송 (Shipping)	아이스백 (Ice bag)