

Siglec1 Rabbit Pab - Q62230

품목 번호: CM0023987



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 적용을 위한 마우스 Siglec1 (Sialoadhesin, CD169) 표적 토끼 폴리클론 항체. 쥐와 교차 반응. 대식세포 부착, 병원체 섭취 및 면역 반응 조절 연구를 위한 핵심 도구.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Siglec1 Rabbit pAb
비고/별칭	Sn; Cd169; Siglec-1; Siglec1
종	마우스
GeneID (인간)	6614
GeneID	20612
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	쥐
SWISS	Q62230
단백질 분자량	183kDa
배송	아이스백