


Sigmar1 Rabbit Pab For Wb, Ihc-P, Elisa - Q99720

품목 번호: CM0026405



소개

인간 SIGMAR1(시그마-1 수용체)에 대한 토끼 폴리클론항체입니다. 내생성 수준을 검출하며, WB, IHC-P, ELISA에서 작동합니다. 마우스 및 래트와의 교차 반응성을 보입니다. 신경과학, 세포 신호 전달, 신경퇴행성 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SIGMAR1 Rabbit pAb
비고/별칭	SRBP; ALS16; DSMA2; OPR1; SR-BP; SIG-1R; SR-BP1; sigma1R; hSigmaR1; SIGMAR1
종	인간
GeneID (인간)	10280
GeneID	10280
면역원	재조합 단백질 인간 SIGMAR1 (NP_005857.1)의 아미노산 114-223에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q99720
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백