


Wb, Elisa용 Sirt2 토끼 다가클로날 항체 - Q8Ixx6

품목 번호: CM0018634



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 SIRT2 토끼 다가클로날 항체로, 사람, 쥐, 랫트 SIRT2를 검출합니다. 세포 주기, 전사, 대사 및 암 연구에서 SIRT2 디아세틸라제 기능을 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SIRT2 Rabbit pAb
비고/별칭	SIR2; SIR2L; SIR2L2; SIRT2
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	22933
유전자 ID	22933
면역원	사람 SIRT2 (NP_036369.2)의 아미노산 300-350 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다가클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	쥐 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	Q8IXJ6
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)