


Wb 및 Elisa용 Sirt6 토끼 다클로날 항체 - Q8N6T7

품목 번호: CM0028895



소개

DNA 복구, 대사 및 노화에 관여하는 NAD 의존성 디아실레이즈(deacylase)인 SIRT6을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블로팅(Western blot) 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 사람 및 마우스 SIRT6과 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SIRT6 Rabbit pAb
비고/별칭	Sir2l6; mSIRT6; 2810449N18Rik; SIRT6
종(Species)	마우스(Mouse)
GeneID (사람)	51548
GeneID (마우스)	50721
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드: 마우스 SIRT6 (NP_001156902.1)의 아미노산 200-294 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q8N6T7
단백질 분자량	36 kDa / 39 kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)