

Skap2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - 075563

품목 번호: CM0025774



소개

SKAP2 토끼 폴리클론 항체는 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. B-세포 접착 및 src 신호 전달에 관여하는 Src kinase-associated phosphoprotein 2를 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SKAP2 Rabbit pAb
비고/별칭	PRAP; RA70; SAPS; SCAP2; SKAP55R; SKAP-HOM; SKAP2
종	인간
GeneID (인간)	8935
GeneID	8935
면역원	인간 SKAP2 (NP_003921.2)의 아미노산 1-120에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O75563
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스백