

Wb 및 Elisa용 Skp1 토끼 다클로날 항체 - P63208

품목 번호: CM0020992



소개

WB, ELISA용으로 검증된 SKP1 토끼 다클로날 항체(pAb). 사람 및 마우스 SKP1(핵심 SCF 유비퀴틴 리가제 구성 요소, 19 kDa)을 검출합니다. 세포 주기, 신호 전달 및 단백질 분해 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SKP1 Rabbit pAb
비고/별칭	OCP2, p19A, EMC19, SKP1A, OCP-II, TCEB1L, SKP1
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	6500
항원(Immunogen)	사람 SKP1 (NP_733779.1)의 아미노산 1-163에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P63208
단백질 분자량	19kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)