


Wb, Elisa용 Slc22A3/Oct3 토끼 다클론 항체 - O75751

품목 번호: CM0019450



소개

WB 및 ELISA용 인간 SLC22A3/OCT3(EMT)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 마우스와 교차 반응합니다. 유기 양이온 수송, 신경전달 및 폴리아민 수송 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	SLC22A3/OCT3 토끼 다클론 항체
비고/별칭	EMT; EMT3; OCT3; SLC22A3/OCT3
종	인간
유전자 ID(인간)	6581
유전자 ID	6581
면역원	인간 SLC22A3/OCT3(NP_068812.1)의 아미노산 289~349에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	O75751
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스팩