

Slc22A4 토끼 다클론 항체 - Q9H015

품목 번호: CM0013768

소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-SLC22A4 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드의 SLC22A4/에르고티오네인 수송체(OCTN1)를 검출합니다. 수송체 및 산화 스트레스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC22A4 토끼 다클론 항체
비고/별칭	OCTN1; DFNB60; SLC22A4
종	인간
GeneID (인간)	6583
GeneID	6583
면역원	인간 SLC22A4(NP_003050.2)의 아미노산 42-141에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질입니다.
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9H015
단백질 분자량	62kDa
배송	아이스팩