

Slc25A13 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - Q9Ujs0

품목 번호: CM0025002



소개

인간 SLC25A13(시트린)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응성이 있습니다. 미토콘드리아 수송체 연구 및 간 질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SLC25A13 토끼 pAb
비고/별칭	CTLN2; NICCD; CITRIN; ARALAR2; SLC25A13
종	인간
유전자ID (인간)	10165
면역원	인간 SLC25A13 (NP_001153682.1)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9UJS0
단백질 분자량	74kDa
배송 방식	아이스 팩