

Wb, If/Icc, Elisa용 Slc25A6 토끼 다클로날 항체 - P12236

품목 번호: CM0029074

소개

인간 SLC25A6 (ADP/ATP translocase 3, ANT3)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA 어플리케이션에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 수송 및 세포자멸사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

|             |                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 매개변수        | 값                                                                    |
| 제품명         | SLC25A6 Rabbit pAb                                                   |
| 비고/별칭       | ANT; AAC3; ANT3; ANT 2; ANT 3; ANT3Y; SLC25A6                        |
| 종           | Human                                                                |
| 유전자 ID (인간) | 293                                                                  |
| 유전자 ID      | 293                                                                  |
| 면역원         | 합성 펩타이드   인간 SLC25A6 (NP_001627.2)의 아미노산 100-200 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드. |
| 공급원         | Rabbit                                                               |
| 카테고리        | Polyclonal Antibodies                                                |
| 어플리케이션      | WB, IF/ICC, ELISA                                                    |
| 교차 반응성      | Human, Mouse, Rat                                                    |
| SWISS       | P12236                                                               |
| 단백질 분자량     | 33kDa                                                                |
| 배송          | 아이스 팩                                                                |