

Wb, Ihc-P, Elisa용 Slc7A1 토끼 다클론 항체 - P30825

품목 번호: CM0019516

소개

WB, IHC-P, ELISA에 사용되는 고품질 anti-SLC7A1 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드에서 검증되었습니다. 양이온성 아미노산 수송체 연구용입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC7A1 토끼 pAb
비고/별칭	ERR; ATRCI; CAT-I; HCATI; RECIL; SLC7A1
종	인간
GeneID	6541
면역원	인간 SLC7A1(NP_003036.1)의 아미노산 530-629 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
면역원 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P30825
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스백