


Smac/Diablo 토끼 단일클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa 용) - Q9Nr28

품목 번호: CM0007147



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증된 Smac/Diablo 토끼 단일클론 항체 (Q9NR28). 인간, 마우스, 래트 디아블로 단백질(27kDa)을 표적으로 합니다. 세포사멸 및 IAP 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Smac/Diablo 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	SMAC; DFNA64; Smac/Diablo
종	인간
유전자 ID (인간)	56616
유전자 ID	56616
면역원	인간 Smac/Diablo (NP_063940.1)의 아미노산 56-239에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NR28
단백질 분자량	27kDa
배송 방식	아이스백