


Smac/Diablo 토끼 단클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - Q9Nr28

품목 번호: CM0010538



소개

인간 Smac/Diablo(SMAC)에 대한 재조합 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 세포사멸 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Smac/Diablo 토끼 단클론 항체
비고/별칭	SMAC; DFNA64; Smac/Diablo
종	인간
유전자 ID (인간)	56616
유전자 ID	56616
면역원	인간 Smac/Diablo(NP_063940.1)의 아미노산 56-239번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NR28
단백질 분자량	27kDa/21kDa/22kDa
배송	아이스 팩