


Smad2 Rabbit Pab - Q15796

품목 번호: CM0017119



소개

인간 Smad2에 특이적인 토끼 폴리클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 마우스와 교차 반응합니다. TGF-베타 신호 전달 및 대장암 연구에서 연구용으로 검증되었습니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Smad2 Rabbit pAb
비고/별칭	JV18, LDS6, CHTD8, MADH2, MADR2, JV18-1, hMAD-2, hSMAD2, Smad2
종	인간
GeneID (인간)	4087
GeneID	4087
면역원	인간 Smad2 (NP_005892.1)의 아미노산 175-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q15796
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스백