


Wb, Ip, Elisa용 Smad5 토끼 단일클론 항체 - Q99717

품목 번호: CM0003703



소개

WB, IP, ELISA용 Smad5 토끼 단일클론 항체. 인간 및 생쥐 Smad5를 인식합니다. Smad5는 배아 발생과 세포 분화에 중요한 BMP 신호전달의 전사 매개체입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Smad5 토끼 mAb
비고/별칭	DWFC; JV5-1; MADH5; Smad5
종	인간
유전자ID	4090
면역원	인간 Smad5 (Q99717)의 아미노산 200-300 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q99717
단백질 분자량	52kDa
배송 방법	아이스 팩