

Wb 및 Elisa용 Smc2 토끼 다클론 항체 - O95347

품목 번호: CM0019710



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 SMC2 토끼 다클론 항체입니다. 유사분열 염색체 응축에 필수적인 콘텐신 구성요소인 인간 및 생쥐 SMC2를 검출합니다. 세포주기 및 염색질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SMC2 토끼 pAb
비고/별칭	CAPE; CAP-E; SMC-2; SMC2L1; SMC2
종	인간
유전자ID (인간)	10592
유전자ID	10592
면역원	재조합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	O95347
단백질 분자량	136kDa
배송	아이스백