


Smg5 토끼 Pab - Q9Upr3

품목 번호: CM0021875



소개

인간 SMG5에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 넌센스 매개 mRNA 분해 연구 및 진단 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SMG5 토끼 pAb
비고/별칭	EST1B; SMG-5; LPTSRP1; LPTS-RP1; SMG5
종	인간
GeneID (인간)	23381
GeneID	23381
면역원	합성 펩타이드(인간 SMG5(NP_056142.2)의 아미노산 950-1016 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드)
항체 공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q9UPR3
단백질 분자량	114kDa
배송	아이스팩