

Smn2 Rabbit Pab - Q16637

품목 번호: CM0023116



소개

SMN2(생존 운동 신경 단백질)에 대한 토끼 폴리클론 항체, WB, IF/ICC, IP, ELISA 검증 완료. 인간, 마우스, 래트에 반응. 신경퇴행성 질환에서 snRNP 조립 및 스플라이싱 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	SMN2 Rabbit pAb
비고/별칭	SMNC; BCD541; GEMIN1; TDRD16B; C-BCD541; SMN2
종	인간
유전자 ID (인간)	6607
유전자 ID	6607
면역원	인간 SMN2 (NP_059107.1)의 아미노산 1-197에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q16637
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스백