


Smndc1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O75940

품목 번호: CM0014817



소개

웨스턴 블롯팅 및 ELISA 검증된 SMNDC1 Rabbit Polyclonal Antibody로, 사람, 마우스, 래트 SMNDC1 단백질을 검출합니다. 스플라이싱 연구 및 바이오마커 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	SMNDC1 Rabbit pAb
비고/별칭	SMNR; SPF30; TDRD16C; SMNDC1
종	사람
GeneID (Human)	10285
GeneID	10285
면역원	사람 SMNDC1 (NP_005862.1)의 아미노산 1-238에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	O75940
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스백