

Smyd1 Rabbit Pab - Q8Nb12

품목 번호: CM0024944

소개

SMYD1 Rabbit pAb (WB, ELISA)는 인간, 마우스 및 래트 SMYD1을 검출합니다. 이 폴리클론항체는 히스톤-라이신 N-메틸트랜스퍼라제 SMYD1을 표적으로 하며, 심근세포 분화 및 심장 형태형성에 필수적인 전사 억제자입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	SMYD1 Rabbit pAb
비고/별칭	BOP; KMT3D; ZMYND18; ZMYND22; SMYD1
종	인간
유전자 ID (인간)	150572
유전자 ID	150572
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8NB12
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스백