

Smyd4 토끼 다클론 항체 (Pab) - Q8Iyr2

품목 번호: CM0022256

소개

인체 SMYD4(ZMYND21)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, IP, ELISA에 적합하며, 인간 및 마우스 SMYD4를 인식합니다. 심장 발달 및 후성유전학적 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SMYD4 토끼 다클론 항체 (pAb)
비고/별칭	ZMYND21; SMYD4
종	인간
유전자 ID (인간)	114826
유전자 ID	114826
면역원	인간 SMYD4의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질 (NP_443160.2).
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q8IYR2
단백질 분자량	89kDa
배송	아이스팩