

Smyd4 토끼 다클로날 항체 (Wb용) - Q8Iyr2

품목 번호: CM0029434

소개

심장 발달에 관여하는 단백질-리신 N-메틸전이효소인 SMYD4를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 마우스, 랫트에서 WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증되었습니다. 후성유전학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SMYD4 Rabbit pAb
비고/별칭	ZMYND21; SMYD4
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	114826
유전자 ID	114826
면역원	사람 SMYD4 (NP_000000.2)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA	
교차 반응성	사람, 마우스, 랫트
SWISS	Q8IYR2
단백질 분자량	89kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)