

Snai3 토끼 다클론 항체 (Wb 및 Elisa용) - Q3Knw1

품목 번호: CM0022183

소개

인간 SNAI3에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에 적합하며 전사 억제 및 근아세포 분화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SNAI3 토끼 pAb
비고/별칭	SMUC; SNAI3; ZNF293; Zfp293; SNAI3
종	인간
GeneID (인간)	333929
GeneID	333929
면역원	인간 SNAI3 (NP_840101.1)의 아미노산 7-186에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q3KNW1
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스팩