

Snap25 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P60880

품목 번호: CM0008201



소개

SNAP25 Rabbit Monoclonal Antibody (P60880)는 WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다.

신경전달물질 방출 및 시냅스 기능에 관여하는 t-SNARE 단백질인 인간, 마우스, 랫드 SNAP25를 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SNAP25 Rabbit mAb
비고/별칭	SUP; RIC4; SEC9; SNAP; CMS18; RIC-4; SNAP-25; bA416N4.2; dJ1068F16.2
종	인간
유전자 ID (인간)	6616
유전자 ID	6616
면역원	인간 SNAP25 (NP_001309839.1)의 아미노산 1-206에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	P60880
단백질 분자량	23 kDa
배송	아이스백