

Snap91 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - O60641

품목 번호: CM0029399

소개

SNAP91 토끼 pAb(O60641)는 사람, 마우스, 래트의 클라트린 코트 조립 단백질 AP180(CALM, AP180)을 인식하는 토끼 다클론 항체입니다. WB와 ELISA에서 검증된 이 항체는 소포 수송 연구에 도움을 줍니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SNAP91 토끼 pAb
비고/별칭	CALM, AP180, SNAP91
반응 종	사람
유전자 ID	9892
면역원	사람 SNAP91(NP_001229723.1)의 아미노산 321-600에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
생산来源	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	O60641
단백질 분자량	93kDa
배송 방식	아이스백