

Snrpa1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - P09661

품목 번호: CM0002593



소개

SNRPA1 Rabbit Monoclonal Antibody (P09661)는 인간, 마우스, 랫트에서 WB, IP, IHC-P, ELISA로 검증되었습니다. pre-mRNA 스플라이싱을 위한 핵심 U2 snRNP 구성 요소입니다. IVD 연구 및 진단 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SNRPA1 Rabbit mAb
비고/별칭	Leal; U2A'; SNRPA1
종	인간
GeneID	6627
면역원	합성 펩타이드: 인간 SNRPA1 (P09661)의 아미노산 156-255에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	모노클로날 항체
적용 분야	WB, IP, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P09661
단백질 분자량	28 kDa
배송	아이스백