

Snrpd2 토끼 다클론 항체, Wb, Ihc-P, Elisa용 - P62316

품목 번호: CM0025197



소개

SNRPD2 토끼 다클론 항체는 인간 SNRPD2(Sm-D2)를 표적으로 하는 다클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 랫트와 교차반응성을 보입니다. 스플라이싱 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SNRPD2 토끼 다클론 항체
비고/별칭	SMD2; Sm-D2; SNRPD1; SNRPD2
종	인간
유전자ID	6633
면역원	인간 SNRPD2(NP_004588.1)의 아미노산 1-118에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P62316
단백질 분자량	14kDa
배송 방식	아이스 팩