

Snrpn Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P63162

품목 번호: CM0020215



소개

WB 및 ELISA 응용 분야에서 검증된 SNRPN 토끼 폴리클론항체. RNA 스플라이싱 관련 핵 단백질인 인간, 마우스 및 랫트 SNRPN을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SNRPN Rabbit pAb
비고/별칭	SMN; PWCR; SM-D; sm-N; RT-LI; HCERN3; SNRNP-N; SNURF-SNRPN; SNRPN
종	인간
유전자 ID	6638
면역원	인간 SNRPN (NP_003088.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P63162
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백