

Snx18 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q96Rf0

품목 번호: CM0015922

소개

SNX18을 표적하는 토끼 폴리클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 엔도사이토시스, 소포 수송, 막 역학 연구에 이상적입니다. 재조합 면역원으로 특이성이 확인되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SNX18 Rabbit pAb
비고/별칭	SNAG1, SH3PX2, SH3PXD3B, SNX18
종	인간
GeneID (Human)	112574
GeneID	112574
면역원	인간 SNX18 (NP_001096045.1)의 아미노산 445-624에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96RF0
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스백