


소마토스타틴 수용체 2 (Sstr2) Rabbit Pab - P30874

품목 번호: CM0025887



소개

소마토스타틴 수용체 2 (SSTR2)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체는 WB, IHC-P, ELISA에 적합하며, 인간, 마우스 및 래트에서 검증되었습니다. 이 항체는 소마토스타틴 매개 호르몬 분비 억제에 관여하는 GPCR을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	소마토스타틴 수용체 2 (SSTR2) Rabbit pAb
비고/별칭	SST2; Somatostatin Receptor 2 (SSTR2)
종	인간
GeneID (인간)	6752
GeneID	6752
면역원	인간 소마토스타틴 수용체 2 (SSTR2) (NP_001041.1)의 아미노산 270-369에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
분류	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P30874
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스백